


Medida del patrón YLID con microfuelle de Mo 17-07-2013



Valores obtenidos al realizar la medida resolución de la estructura del patrón mediante el software Xpresso utilizando las condiciones por defecto del mismo para un cristal de C₁₁H₁₀O₂S con unas dimensiones de 0.2 x 0.2 x 0.2 mm.

a = 5.96440(10) Å	GOF = 0.853
b = 9.03730(10) Å	R1 = 2.63 %
c = 18.3909(2) Å	wR2 = 9.08 %

Todos los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos de tolerancia establecidos.